


# reGO Röntgen- und Ultraschallzubehör

## D reGO Vario Dunkelkammer-Schrantische

Die bewährten reGO Dunkelkammer-Schrantische sind unentbehrliche Helfer für die effektive Arbeit unter eingeschränkten Sichtbedingungen in der Dunkelkammer. Um eine optimale Anpassung an die gegebenen Räumlichkeiten zu gewährleisten, sind die Schrantische nach dem Baukastenprinzip ausgeführt. Stellen Sie sich aus 11 unterschiedlichen Schrankelementen den für Ihren Arbeitsplatz passenden Schrantisch zusammen.



### Ausführung:

Alle Schränke sind innen und außen mit einer weißen Kunststoffbeschichtung versehen.

Die durchgehende Arbeitsplatte ist mit einem grauen verschleißfestem Mipolambelag versehen. Das Filmkippfach ist lichtdicht und mit einem Sicherheitsschloß gegen unbefugtes Öffnen ausgeführt.

Einteilung für Filmgrößen: 35 x 43, 40 x 40, 35 x 35, 20 x 40, 15 x 40, 24 x 30, 18 x 24, 13 x 18, 9 x 12.

Das Papierabfallfach hat einen herausnehmbaren Abfallsack.

Die Türabteile sind mit 2 verstellbaren Fächern und selbstschließenden Bändern in Ganzmetallausführung ausgestattet.

Die Schubladen sind mit leichtgängigen Teleskopauszügen ausgestattet. Sämtliche Griffe sind mattverchromt.

Abb. zeigt Grundschränk mit Papierabfallfach, Kassettenteil, 24 cm, und 2flg. Türabteil

The picture features the basic cabinet with a wastepaper compartment, cassette compartment 24 cm and a two-piece door section

### Extras gegen Aufpreis:

- Anstelle des Filmkippfachs ein Filmzugfach mit Teleskopauszügen und selbstschließendem Lichtschutzdeckel
- Ausschnitt passend für ein Filmscriborgerät über dem Filmfach
- Einbau eines Filmscriborgerätes über dem Filmfach
- Sondermaße

## GB reGO Vario darkroom cabinet tables

Tried and tested reGO Vario darkroom cabinet tables are an indispensable aid for effective work under conditions of limited visibility in the darkroom. The cabinet tables are constructed in a modular unit design which means that they can be ideally adapted to suit the shape of the space where they are housed. You can construct a cabinet table which is perfectly suited to where you work from the 11 different cabinet elements available.

### Design:

All of the cabinets are finished with a layer of white plastic laminate on both the inside and outside. The one-piece work top is finished with a grey, nonwearing Mipolam covering. The tilting film compartment is tightly sealed against exposure to light, and its design features a safety lock, ensuring that it cannot be opened by unauthorized persons. It is divided into sections to accommodate the following film sizes: 35 x 43, 40 x 40, 35 x 35, 20 x 40, 15 x 40, 24 x 30, 18 x 24, 13 x 18, 9 x 12. The waste-paper compartment is fitted with a rubbish sack which can be taken out.

The door sections are designed with 2 adjustable compartments and self-closing, all-metal construction fastening ties.


The drawers are of a free-moving, telescope-action design.

All of the handles are brushed chromium-plated.

### Extra features at additional cost:

- Instead of the tilting film compartment, the cabinet can feature a draw-out film compartment with telescope-action drawers and a self-closing light-protection cover.
- Section big enough to accommodate a film labelling unit above the film compartment.
- Installation of a film labelling unit above the film compartment.
- Special dimensions.

*Bitte wählen Sie Ihre individuelle Dunkelkammerausstattung!*  
*Please choose your suitable darkroom furniture!*



(D)

Nr. 644001	Grundschränk, br. 70 cm, mit Papierabfallfach
Nr. 644002	Grundschränk, br. 70 cm, mit Kassettenfach
Nr. 644003	Grundschränk, br. 50 cm,
Nr. 644004	Kassettenfach, br. 24 cm
Nr. 644005	Kassettenfach, br. 36 cm
Nr. 644006	Türabteil, 1flg., br. 30 cm
Nr. 644007	Türabteil, 1flg., br. 40 cm
Nr. 644008	Türabteil, 1flg., br. 50 cm
Nr. 644009	Türabteil, 2flg., br. 60 cm
Nr. 644010	Türabteil, 2flg., br. 80 cm
Nr. 644011	Türabteil, 2flg., br. 100 cm

(D)

Plattenlänge = Schranklänge + 4 cm.  
 Plattentiefe = 51 cm (Schranktiefe = 48,6 cm)  
 Arbeitshöhe 89 cm (Schrankhöhe = 87 cm)

Bei Bestellung bitten wir um Angabe der Reihenfolge der Elemente, mit Best.-Nr. von links nach rechts.

(GB)

basic cabinet 70 cm	
with wastepaper compartment	
basic cabinet 70 cm	
with cassette compartment	
basic cabinet 50 cm	
cassette compartment	24 cm
cassette compartment	36 cm
door section, one-piece	30 cm
door section, one-piece	40 cm
door section, one-piece	50 cm
door section, two-piece	60 cm
door section, two-piece	80 cm
door section, two-piece	100 cm

(GB)

Length of the worktop = length of the cabinet + 4 cm.  
 Width of the worktop = 51 cm (cabinet is 48,6 cm wide)  
 Working height = 89 cm (cabinet is 87 cm high)

When placing orders, please state which sequence you would like the elements arranged in, quoting the order numbers of the elements from left to right.

Fotos: Frank Tirritera, Augsburg

Bitte betrachten Sie die Angaben und Abbildungen in dem Prospekt als unverbindlich.  
 Wir behalten uns Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber den hier gezeigten Modellen vor.  
 All prints in this brochure are not binding and subject to alterations.



**REGO X-ray GmbH**  
**X-RAY ACCESSORIES & MECHANICAL ENGINEERING**  
 Stuttgarter Str. 5, D-86154 Augsburg  
 Tel. 0049/821-450435-0 Fax 0049/821-450435-11  
 e-mail: [info@rego.de](mailto:info@rego.de) <http://www.rego.de>



DIN EN ISO 9001 : 2008  
 REG.NR.: 292498 QM08