



Röntgenschutzbrille fitover

Artikelnummer 424107

Dieses Design ist dazu geeignet, über einer Korrektionsbrille getragen zu werden. Außerdem bietet diese Brille einen ausgezeichneten Spritzschutz. Die großen, klaren seitlichen Verglasungen schützen den Anwender vor einer seitlichen Belichtung...

Material:	Langlebiges Nylon
Bleigleichwert:	0,75 mm (+/- 0,05)
Gewicht Rahmen:	104 g

Farben: schwarz (matt)

Verfügbare Ausführungen: ohne Korrektion

Bitte betrachten Sie die Angaben und Abbildung in dem Prospekt als unverbindlich. Wir behalten uns Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber den hier gezeigten Modellen vor.

Version 1-dm



rego X-RAY GmbH
X-RAY ACCESSORIES & MECHANICAL ENGINEERING
Stuttgarter Str. 5 86154 Augsburg
GERMANY
TEL. +49-821-450 435 0
FAX. +49-821-450 435 11
info@rego.de
www.rego.de

