

Dunkelkammerleuchten Safelights

CE

CE



SPOT - X
Art.-Nr.: 643010



LED - X
Art.-Nr.: 643011

mit Helligkeitsregelung
variable brightness



geeignet für:
suitable for:

blau- und grünempfindliche Röntgenfilme und Dentalfilme
blue and green sensitive, orthochromatic X-ray films, dental films

Technische Daten

Rot emittierende Leuchten zur Verwendung in kleinen bis mittelgroßen Dunkelkammern des medizinischen Röntgens bei der Verarbeitung aller blau- und grünempfindlichen Röntgenfilme, die mit oder ohne Verstärkerfolien verwendet werden.

SPOT – X

Gehäuse: Alu weiß
- Maße: L x B x H
180x150x140 mm

Leistung: 230V, 50 Hz, 15 W / E 14
- 20 LED's 12V, 700mA, 5W
- Stecker mit Ein/Aus-Schaltung
- 1,5 m Kabel

Filterung: Doppelfiltersystem
rot und orange

Gewicht: 1 kg
Montage: mindestens 100 cm über dem Arbeitsplatz
Licht: indirekt (gegen Decke leuchtend)

LED – X

- Kunststoff weiß
- 16x11x7 mm
- Steckernetzteil 230V, 50 Hz
- Ein/Aus-Schalter auf Rückseite
- 1,5 m Kabel
- Helligkeitsregelung auf Rückseite
- rote LED's und Plexiglas-Filter

Technical specifications

Red emitting safelights for use in small - to medium sized medical X-ray darkrooms in processing all types of blue- and green-sensitive X-ray films that have been exposed with or without intensifying screens.

SPOT – X

housing: Aluminium white
- dimensions: 180x150x140xmm
electrical: 230V, 50 Hz, 15 W / E 14
- on/off switch
- power supply cable length 1,5 m

filter: twin filter system using
red/orange special filters

weight: 1 kg

note: indirect lighting system, mounting min. 100 cm over the working place

LED – X

- plastic white
- 16x11x7 mm
- adapter 230 V, 50 Hz
- 20 LEDs, 12 V, 700 mA, 5 W
- on/off switch on the backside
- power supply cable length 1,5 m
- switch for variable brightness on the backside
- red LEDs and plexiglass filter

Bitte betrachten Sie die Angaben und Abbildungen in dem Prospekt als unverbindlich. Wir behalten uns Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber den hier gezeigten Modellen vor.
All prints in this brochure are not binding and subject to alterations.



DIN EN ISO 9001 : 2008
REG.NR.: 292498 QM08

rego X-ray GmbH
X-RAY ACCESSORIES & MECHANICAL
ENGINEERING

Stuttgarter Str. 5, D-86154 Augsburg
Tel. 0049/821-450435-0 Fax 0049/821-450435-11
e-mail: info@rego.de <http://www.rego.de>

