

Kassettenhalter für Rastertunnel Cassette holder for slip-on-grids

Art.-Nr.: 102122



Vielseitig verwendbarer Kassettenhalter für Rastertunnel bis zur Grösse 35 x 43 cm (14 x 17 inch). Dieser Halter wird bei Betaufnahmen und Spezialeinstellungen verwendet. Die Fertigung erfolgt aus pflegeleichtem hellgrauen Kunststoff kombiniert mit stabilen Aluminiumprofilen. Die Aufnahmen sind einstellbar für die unterschiedlich dicken Rastertunnels der verschiedenen Hersteller.

Multiple function holder for slip-on-grids up to 35 x 43 cm (14 x 17 inches). Very helpful for inbed-X-rays and special positioning. The cassette holder is made of light grey plastic with aluminium profiles. Adjustable to sizes / thickness of slip-on-grids from different manufacturers.

Bitte betrachten Sie die Angaben und Abbildungen in dem Prospekt als unverbindlich. Wir behalten uns Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber den hier gezeigten Modellen vor.
All prints in this brochure are not binding and subject to alterations.
Les indications et figures dans ce prospectus s'entendent sans engagement. Nous réservons le droit d'y apporter des modifications.



rego X-ray GmbH
X-RAY ACCESSORIES & MECHANICAL ENGINEERING
Stuttgarter Str. 5, D-86154 Augsburg
Tel. 0049/821-450435-0 Fax 0049/821-450435-11
e-mail: info@rego.de <http://www.rego.de>

