

rego X-ray and ultrasound accessories

rego Mantelschürze C+

- gewichtsreduziertes, regolight-Strahlenschutzmaterial,
- Außenhülle aus feuchtigkeitsabweisendem, imprägniertem Bezugsmaterial,
- einfaches An-/Ablegen ohne fremde Hilfe,
- sich kreuzende Rückenflügel mit breitem Klettband, zum Befestigen auf Hüfthöhe,
- perfekter Sitz,
- einfach: **ein Mehr an Komfort (C+)**,
- Bleigleichwerte: Vorderteil wahlweise 0,25; 0,35; oder 0,50 mmPb, Rückenflügel generell 0,25mmPb,
- entspricht DIN EN 61331-3, RöV, MPG
- Farben: marine, smaragd, bordeaux, flieder, hellgrau



rego Coat Apron C+

- low-weight, regolight-protective material,
- outside cover made of water-repellent, waterproof material,
- simple putting on/off- without outside help,
- cruising back wings with a wide velcro belt for fastening on the hips,
- perfect fit,
- simple: **a more of comfort (C+)**,
- lead equivalent: front optional 0.25; 0.35; 0.50 mm Pb
back in general 0.25 mm Pb,
- complies with DIN EN 61331-3, RöV, MPG,
- colours: navy blue, emerald green, bordeaux red, lila, light grey



Bitte betrachten Sie die Angaben und Abbildungen in diesem Prospekt als unverbindlich. Wir behalten uns Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber dem hier gezeigten Modell vor.
All prints in this brochure are not binding and subjects to alterations.



DIN EN ISO 9001 : 2008
REG.NR.: 292498 QM08

rego X-ray GmbH
X-RAY ACCESSORIES & MECHANICAL ENGINEERING
Stuttgarter Str. 5, D-86154 Augsburg
Tel. 0049/821-450435-0 Fax 0049/821-450435-11
e-mail: info@rego.de <http://www.rego.de>

