

reGO X-ray and ultrasound accessories

reGO - Kassettenhalter für Spezial- und Betaufnahmen - cassette holder for special positioning



Vielseitig verwendbarer Kassettenhalter für Spezial-einstellungen,
- gefertigt aus pflegeleichtem Kunststoff,
- einstellbar für alle Kassettenformate von 13 x 18 bis 35 x 43 cm mittels Präzisionslaufschiene,
- auch geeignet für Rasterkassetten bis 16 mm Dicke.

Art.Nr. 102121

Multiple function cassette holder for in bed X-rays and special positioning.
Adjustable for all sizes from 13 x 18 up to 35 x 43 cm by precision sliding mechanism.
Accommodates also grid cassettes with thickness up to 16 mm.

Bitte betrachten Sie die Angaben und Abbildungen in dem Prospekt als unverbindlich. Wir behalten uns Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber den hier gezeigten Modellen vor.

All prints in this brochure are not binding and subject to alterations.



DIN EN ISO 9001 : 2008
REG.NR.: 292498 QM08

reGO X-ray GmbH
X-RAY ACCESSORIES & MECHANICAL
ENGINEERING

Stuttgarter Str. 5, D-86154 Augsburg
Tel. 0049/821-450435-0 Fax 0049/821-450435-11
e-mail: info@rego.de <http://www.rego.de>

