



## mobile Strahlenschutzwand



Strahlenschutzwand 3-teilig



Strahlenschutzwand 1-teilig

Typ	Bleigleichwert <i>in mm Pb</i>	Maße <i>BxH in cm</i>	Fenstermaße <i>BxH in cm</i>	Material
R 1010	1,0	100x200	-	<ul style="list-style-type: none"><li>• weiße Spanplatten mit Bleieinlage</li><li>• Einfassung aus Alu-Profil</li><li>• Fahrgestell aus Aluminiumguss mit lenkbaren Doppelrollen mit Feststellfunktion</li></ul>
R 1011			30x40	
R 1012			40x50	
R 1013			70x80	
R 1020	2,0		-	
R 1021			30x40	
R 1022			40x50	
R 1023			70x80	
R 1030		Mitte 100x200 Seiten 50x200	-	

Vers. 2-GG



**rego** X-RAY GmbH  
**X-RAY ACCESSORIES & MECHANICAL ENGINEERING**  
 Stuttgarter Str. 5 86154 Augsburg  
 GERMANY  
 TEL. +49-821-450 435 0  
 FAX. +49-821-450 435 11  
 info@rego.de  
 www.rego.de

