

reGO X-ray and ultrasound accessories



Gonadenschutz

für Männer und Knaben

- Rundumschutz der männlichen Gonaden
- Bleigummi-Einschichtmaterial auf Naturkautschukbasis
- Bleigleichwert Pb 1,0mm
- Spring-(Etui-)Verschluß
- hautsympathische Beschichtung
- einfaches Anlegen durch den Patienten
- keinerlei Verletzungsgefahr
- einwandfreie Hygiene durch Verwendung von Hygienebeutel
- 2 Größen
 - für Erwachsene (ca. 135x105x60mm)
Art.Nr.: 412023
 - für Knaben (ca. 105x85x55mm)
Art.Nr.: 412024
- CE- Kennzeichnung



gonad protection

for men and boys

- complete protection of the male gonads
- single layered lead rubber on basis of natural rubber
- lead equivalent Pb 1,0mm
- key case design
- easy applicable
- excellent support
- perfect hygiene due to use of hygienic bags
- 2 sizes
 - for men (appr. 135x105x60 mm)
art.no.: 412023
 - for boys (appr. 105x 85x55 mm)
art.no.: 412024
- CE-marks



Bitte betrachten Sie die Angaben und Abbildungen in diesem Prospekt als unverbindlich. Wir behalten uns Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber den hier gezeigten Modellen vor.
All prints in this brochure are not binding and subjects to alterations.



DIN EN ISO 9001 : 2008
REG.NR.: 292498 QM08



reGO X-ray GmbH
X-RAY ACCESSORIES & MECHANICAL ENGINEERING
Stuttgarter Str. 5, D-86154 Augsburg
Tel. 0049/821-450435-0 Fax 0049/821-450435-11
e-mail: info@rego.de <http://www.rego.de>

